



TERMINAL POINT DROP TABLE

Guarda il lettino in
azione, clicca sul link



MASOLETTM
J B ØDEMARK



La testata ha due Drop Cervicali,
un forward drop (A1) e un toggle drop (A2)

Drop Toracico (B)

Drop Lombare (C)

Drop Pelvico (D)

La testata può essere regolata per 17 cm
verticalmente.

Inoltre può essere inclinata in alto o in basso
con un pistone a gas.

Le sezioni drop B+C+D possono essere attivate e rilasciate individualmente o simultaneamente.

Gli ultimi 3 drop (B,C,D) possono essere attivati attraverso una leva a mano o tramite pedale.

A1	A2	B	C	D
Drop cervicale (forward drop)	Drop cervicale (toggle drop)	Drop Toracico	Drop Lombare	Drop Pelvico
		●	●	●

Il drop pelvico include una regolazione angolare della sezione.



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rotolo di carta per la testata (A)

Testata divisa in due parti (A)

Pedale perimetrale per la regolazione dell' altezza (B)

Supporto per i piedi (C)



UN LETTINO AL MASSIMO

si alza fino a..	e scende fino a..	Larghezza	50 cm
90 cm	44 cm	Lunghezza	170 cm

RIVESTIMENTO

Colore standard: nero

Il colore preferito può essere scelto senza costi aggiuntivi sulla tavola di colori PUxx

(onirotextiles.com)

CARATTERISTICHE SPECIALI

La testata può essere regolata verticalmente



Il drop pelvico comprende una regolazione angolare



Il supporto dei piedi può essere regolato

verticalmente \updownarrow
oppure
orizzontalmente \leftrightarrow



GARANZIA MASOLET

Tutti i lettini sono costruiti in acciaio con una garanzia sulla costruzione di 10 anni.

Il motore è specificatamente disegnato per la terapia manuale ed è garantito 3 anni.

Il vinile di poliuretano ha una garanzia di 2 anni.

La stabilità Masolet è inclusa in tutti i lettini.



VIKING STRENGTH
A SCANDINAVIAN BEAUTY

MASOLET NORDIC AB
ÅGATAN 1
S-333 77 BURSERYD - SWEDEN



SERVIZIO CLIENTI ITALIANO

INFO-IT@MASOLET.SE

www.masolet.it