

# OMI

LETTINO PER LA MEDICINA ORTOPEDICA

 **MASOLET**<sup>TM</sup>  
J B ØDEMARK

# OMI

## LETTINO AVANZATO PER LA MEDICINA ORTOPEDICA

QUANDO SI ARRIVA A PARLARE DI COMPETENZE AVANZATE NOI  
PORTIAMO IL DISCORSO SUL PROSSIMO LIVELLO

Perchè proprio noi saremo il tuo prossimo fornitore di prodotti per la terapia manuale ?  
Semplice, perchè abbiamo entrambi una passione e un sogno dentro alla fisioterapia.  
Cerchiamo quel qualcosa in più che si deve raggiungere per trovare piena soddisfazione e  
ottenere i migliori risultati per i pazienti.


La nostra storia ti dimostrerà che Masolet ha da sempre un obiettivo, quello di affiancarti e  
rispondere alle tue individuali necessità nel settore della terapia manuale. Per questo non  
vogliamo essere solo un distributore di lettini, ma il tuo partner esperto e specializzato.

- ▶ Tutti i lettini sono costruiti in acciaio. La costruzione e le parti mobili sono garantite per 10 anni.
- ▶ I sofisticati motori, precisamente adatti per la terapia manuale, sono garantiti 10 anni (motore Hanning 95 SL, motore principale, e motore 95 KL, motore extra).

<b>Altezza massima</b>	101 centimetri	
<b>Altezza minima</b>	40 centimetri	
<b>Sistemi di fissazione</b>	Fissazioni per il glide laterale, la trazione, il glide antero-posteriore, la flessione laterale.  <b>Opzionali:</b> Sistema per la trazione lombare e cervicale con dinamometro	Questi sistemi, sviluppati attorno alle esigenze dei fisioterapisti, rendono incredibile l'esperienza del trattamento sia per il paziente che per il terapeuta. Manovre precise e confort.
<b>Posizionamento seduto</b>	Con supporto per la schiena e sistema di stabilizzazione del braccio.	Consente il trattamento del paziente in posizione seduta.

# OMI

BELLEZZA DI ACCIAIO



Attraverso i sistemi di fissazione il paziente può essere stabilizzato confortevolmente per l'erogazione delle tecniche avanzate di medicina ortopedica, per esempio al tratto cervicale. I diversi calibri delle banane di fissazione consentono l'erogazione delle tecniche in glide laterale.

1. Banana di fissazione per trattare il distretto cervicale
2. Testata multifunzione regolabile in inclinazione e che si può traslare verso l'alto (per consentire un confortevole posizionamento del tratto cervicale nel posizionamento del paziente sul fianco)
3. Supporto per le braccia (confortevole posizionamento del paziente da seduto e quando è in prono)






Per posizionare il paziente in posizione seduta è sufficiente agire sulla manopola laterale.

Un sistema di fissazione laterale consente di stabilizzare il tronco del paziente e il braccio per l'effettuazione di tecniche di terapia manuale a livello del gomito o del polso.

OMI è ideato per facilitare l'erogazione delle tecniche di medicina ortopedica Cyriax ed è il risultato di trent'anni di affinamento e studio di prodotto.



1. Banana di fissazione per stabilizzare il tronco del paziente
2. Banana di fissazione più grande per mantenere stabile il braccio del paziente ad esempio nel trattamento del corpo libero del gomito oppure per un trattamento del polso
- 2a Il sistema è regolabile in altezza



Visita il nostro sito [www.masolet.it](http://www.masolet.it) per vedere un video dimostrativo del prodotto



ÅGATAN 1  
S-330 26 BURSERYD



[INFO-IT@MASOLET.SE](mailto:INFO-IT@MASOLET.SE)  
[www.masolet.it](http://www.masolet.it)

Servizio clienti italiano